

Compétence	Critères de réussite	Eval	
Appel 1			
S'APPROPRIER	- Description du protocole. - Choix du matériel pour prélever la solution titrée. - Légende du schéma (matériel, volume de solution titrée, concentration de la solution titrante)		2
ANALYSER	- Description du changement de couleur à l'équivalence. - <u>Justification</u> du changement de couleur.		1
Appel 2			
REALISER	- Prélèvement de la solution titrée avec la pipette jaugée (ajustement aux 2 traits de jauge, utilisation de la propipette). - Complétion correcte de la burette (ajustement à la graduation « 0 », pas de bulle d'air au niveau du robinet). - Disposition des différents éléments (erlenmeyer centré sur l'agitateur magnétique, ...). - Mise en route de l'agitation.		4
Appel 3			
REALISER	- Repérage de l'équivalence à la goutte près. - Lecture du volume versé à l'équivalence.		2